

Podľa nového § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z. z. obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor (AED).

AED je prenosné, ľahké zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou sú defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus a v prípade potreby sú schopné zachrániť nejedného ľudský život.

Užitočné informácie ohľadom defibrilátora:

Umiestnenie AED zariadenia v obci: Matúškovo 265, 925 01 Matúškovo (čelná stena obecného úradu)



Centrálné číslo kam volať v prípade potreby AED: 155

Hlasová navigácia použitia prístroja: áno

Najčastejšie otázky:

Dokážem ublížiť osobe, ktorej podám prvú pomoc prístrojom AED? Nie, pretože toto zariadenie je spoľahlivé, všestranné a je navrhnuté tak, aby ho mohli používať profesionáli aj okoloidúci. Prístroje AED sú naprogramované tak, aby rozpoznali srdcový rytmus osoby, a či si to vyžaduje zásah. Zahŕňa automatické vizuálne a hlasové pokyny, ktoré používateľa navedú, kedy má dať elektrický šok

Môže si okoloidúca osoba požičať prístroj AED bez odsúhlasenia operátora linky 155? Nie, v každom prípade pred zapožičaním prístroja, je nutné kontaktovať operátora linky 155 a komunikovať s ním. Prečo? Pri záchrane života, či použití AED ide o veľký stres a pomoc a navigácia profesionálov je výdatnou pomocou. Okrem iného, elektródy aj batérie defibrilátora sú jednorazové. Ak je pred použitím volaná linka 155, obec získa cez poisťovňu nové elektródy a batériu zdarma. Pomôžme si teda navzájom.

Defibrilátor je registrovaný na Operačnom stredisku záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky <https://155.sk/mapa-aed/> a je zaradený do databáz tiesňových liniek a zabezpečí sa tak jeho optimálne využitie v našej obci a jej blízkom okolí.

Prístroj sa nemôže svojvoľne použiť, v každom prípade pred zapožičaním prístroja, je nutné kontaktovať operátora linky 155 alebo 112 a komunikovať s ním.

Defibrilátor nepoužívajte u pacientov, ktorí sú pri vedomí alebo sami dýchajú !

Použitie AED defibrilátora je navrhnuté tak, aby bolo čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie, aj pre ľudí bez lekárskeho vzdelania.

1. **Zapnite AED** stlačením tlačítka „ON“
2. **Pripojte elektródy:** Prístroj vás vyzve, aby ste pripojili elektródy na hrudník pacienta. Na elektródach sú obrázky, ktoré ukazujú správne umiestnenie.
3. **Analyzujte srdcový rytmus:** AED automaticky analyzuje srdcový rytmus pacienta. Uistite sa, že sa nikto nedotýka pacienta počas tejto analýzy.
4. **Podajte výboj (ak je potrebné):** Ak prístroj určí, že je potrebný výboj, vyzve vás, aby ste stlačili tlačidlo na podanie výboja. Uistite sa, že sa nikto nedotýka pacienta.
5. **Pokračujte v resuscitácii:** Po podaní výboja pokračujte v kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) podľa pokynov prístroja, až kým nepríde záchranná služba alebo pacient nezačne vykazovať známky života.

AED prístroje sú vybavené hlasovými a vizuálnymi pokynmi, ktoré vás krok za krokom prevedú celým procesom. Je dôležité zachovať pokoj a postupovať podľa pokynov prístroja.

Video k pomôcke na masáž srdca

<https://www.youtube.com/watch?v=MNpaZPEbJTQ> [1]

video k AED

<https://www.youtube.com/watch?v=E3HggLGjB8Q> [2]

video k AED univerzálne s popisom použitia

https://www.youtube.com/watch?v=DAkx_5MjP7A [3]