

Az önkormányzati törvény (369/1990 Z. z.) új 3. § (5) bekezdése szerint az 500 főnél több lakosú településnek gondoskodnia kell arról, hogy a településen legalább egy működőképes automatikus külső defibrillátor (AED) legyen egy nyilvánosan elérhető és hozzáférhető helyen.

Az AED egy könnyű, hordozható eszköz, amely elektromos impulzus segítségével hivatott visszaállítani a szív normál ritmusát. Defibrillációs elektródákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a szívritmus elemzését és szükség esetén több emberéletet is megmenthetnek.

Hasznos információk a defibrillátorról:

Az AED készülék elhelyezése községünkben: Matúškovo 265, 925 01 Matúškovo (a községi hivatal külső falán)



A készülék használata előtt minden esetben hívja a: 155-ös segélyvonalat

Eszközhasználat hangnavigációja: igen

Gyakori kérdések:

Károsíthatom azt a személyt, akinek elsősegélyt nyújtok a defibrillátorral? Nem, mert ez a készülék megbízható, sokoldalú, és úgy tervezték, hogy szakemberek és amatőrök egyaránt használni tudják. Az AED készülékeket úgy programozták, hogy észleljék a személy szívritmusát és azt, hogy szükség van-e beavatkozásra. Automatikus vizuális és hangutasításokat tartalmaz, amelyek útmutatást adnak a felhasználónak, mikor kell leadnia az áramütést.

Használható-e az AED készülék a 155-ös vonal kezelőjének jóváhagyása nélkül? Nem, a készülék használata előtt minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a 155-ös vonal operátorával és hozzájárulását kérni a készülék használatához.

A defibrillátort a Szlovák Köztársaság mentőszolgálatának operatív központjában <https://155.sk/mapa-aed/> jegyezték be, és szerepel a segélyhívó vonalak adatbázisában, így biztosítva az optimális kihasználtságot településünkön és annak környékén.

A készülék kölcsönzése előtt minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a 155-ös vagy 112-es segélyhívó számmal, és tájékoztatni kell őket.

A defibrillátort nem használható olyan betegeknél, akik eszméletüknél vannak vagy önállóan lélegeznek!

Az AED defibrillátor használat egyszerű az orvosi képzettséggel nem rendelkező emberek számára is.

1. **Kapcsolja be az AED** készüléket az „ON” gomb segítségével
2. **Csatlakoztassa az elektródákat:** A készülék felszólítja, hogy csatlakoztassa az elektródákat a beteg mellkasához. Az elektródákon levő képek utasítása szerint.
3. **Elemzze a szívritmust:** Az AED automatikusan elemzi a beteg szívritmusát. Győződjön meg arról, hogy az szívritmus elemzése során senki nem érinti a beteget az elemzés során.
4. **Adjon le áramütést (ha szükséges):** A készülék megállapítja, hogy szüksége-e az áramütés. Amennyiben szükséges, a készülék felszólítja Önt, hogy nyomja meg az „áramütés gombot”. Győződjön meg arról, hogy senki sem érinti a beteget.
5. **Folytassa az újraélesztést:** Az áramütés leadása után folytassa az újraélesztést a készülék utasításai szerint, amíg a mentő megérkezik, illetve amíg a beteg nem mutat életjeleket.

Az AED készülékeket hangos és vizuális utasításokkal látták el, amelyek lépésről lépésre vezetik Önt a mentés folyamatában. Fontos, hogy higgadtan kövesse ezeket az utasításokat.

Videó a szívmasszázsról

<https://www.youtube.com/watch?v=MNpaZPEbJTQ> [1]

AED videó

<https://www.youtube.com/watch?v=E3HggLGjB8Q> [2]

videó az AED univerzális használatáról

https://www.youtube.com/watch?v=DAkx_5MjP7A [3]